

Aron+ Junior

14280 Het Aron+ Junior bed bezit alle functionaliteiten van een ziekenhuisbed. Het versmalde en ingekorte ligvlak maakt dit bed uitermate geschikt voor verzorging van kinderen en adolescenten.

Onderwagen

- Frame uit 2 geanodiseerde aluminium lengteliggers met 2 stalen dwarsliggers.
- Hoog/laag verstelling door middel van 2 telescopische zuilen.
- Trendelenburg en anti-Trendelenburg verstelling mogelijk tot $\pm 16^\circ$.
- Integral S wielen \varnothing 150 mm op precisiekogellagers met centraal remmechanisme.
- Kunststof designpedaal voor activering van het centraal remmechanisme of van de richtingsfixatie.
- Rempedaal toegankelijk in alle bedposities.
- Afwerking met kunststof afdekkap.
- Open onderwagen verhoogt toegankelijkheid en reinigingsgemak.

Ligvlak

- Vierdelig ligvlak met volkunststof ligvlakdelen (dikte 6 mm).
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 70^\circ$ met autoregressie.
- Rugverstelling met tussenstop bij een inclinatie van 30° .
- Rugsteun is voorzien van een inclinatie-indicator.
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 34^\circ$.
- Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie.
- Elektrische manipulaties van de ligvlakdelen voorzien van klembeveiliging.
- Manuele snelverstelling van de rugsteun.
- Geperforeerde, uitneembare ligvlakplaten voor eenvoudige reiniging.
- Standaard voorzien van versterkte openingen voor fixatieriemen.
- Rug- en voetensteun voorzien van geïntegreerde matrashouders.
- 4 bedhoeken met geïntegreerd stootwiel.
- 4 bedhoeken zijn voorzien van bevestigingschulzen voor serumhouder, bedgalg of accessoires.
- Geanodiseerde aluminium lengteliggers met ingewerkte kabelgoot en met geïntegreerde rail voorzien van kunststof accessoirehaken.

Elektrische bedmanipulaties

- De elektrische functies kunnen geactiveerd worden d.m.v. een draadloze handschakelaar of een *mini-verpleegbox ACC (*)*.
- De handschakelaar is draadloos en gekoppeld aan het bed via bluetooth.
- Telkens voor gebruik dient het bed ontgrendeld te worden, dit kan via de draadloze handbediening of de *mini-verpleegbox ACC (*)*.
- Volgende manipulaties zijn mogelijk via een toetsencombinatie op de handbediening
 - Trendelenburgpositie
 - Vergrendeling/ontgrendeling (na 3 sec.)
 - CPR
 - Persoonlijk in te stellen transporthoogte
- De handbediening is voorzien van een voorgeprogrammeerde slaapfunctie en een bediening van het onderbedlicht (*).
- Batterij (*).
- Een *mini-verpleegbox (*)* laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen.
- De software is voorzien van een automatische vergrendeling om onbedoeld gebruik uit te sluiten.

Paneeltypes

- Jaro

Onrusthekkens

- Atmosphère (*)

Accessoires


Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

(*) Optie



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 93 cm, Lengte: 189 cm
- Hoogtevariatie ligvlak: ± 41 cm - ± 81 cm
- Veilig werkgewicht: 250 kg
- Gewicht (zonder opties): 125 kg
- Ligvlakmaat: 175 x 79 cm
- Matrasmaat: 170 x 78 cm, dikte: 12 à 14 cm



Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating RAL 9006 alu, geanodiseerd aluminium.
- Kunststof.
- Volkunststof.
- Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen** en **constructie**: zie onze materialenfiches.

Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties

- Elektrische beschermingsklasse I (aarding en equipotentiaal)
- Atmosphere onrusthekkens.
- Mini-verpleegbox (ACC)
- Elektromechanische snelverstelling (CPR).
- Rembuzzer.
- 5^{de} wiel.
- Nachlicht onder bed (3 LEDs).
- Batterij (loodzuur of Li-Ion).
- Muurafstandhouder.
- Tweewielwielen \varnothing 150 mm met centrale rem.
- Gradenboog.

